

DPM-4 パラメータテスタ

手のひらサイズの携帯型 DPM4 は 下記の4タイプをご用意しています。

2Hおよび2Gモデルは、大気圧、湿度、ガス流量の測定機能を搭載しています。いずれのタイプも複数の測定項目が同時に表示され、見やすくなっています。



モデル	DPM4-1H	DPM4-1G	DPM4-2H	DPM4-2G
動作範囲	-350~350 mmHg	-700~5000 mmHg	-350~350 mmHg	-700~5000 mmHg
測定単位	mBar, CmH2O, psi, inHg, inH2O, kgcm ² , kPA	mBar, CmH2O, psi, inHg, inH2O, kgcm ² , kPA	mBar, CmH2O, psi, inHg, inH2O, kgcm ² , kPA	mBar, CmH2O, psi, inHg, inH2O, kgcm ² , kPA
温度範囲	-200~750°C	-200~750°C	-200~750°C	-200~750°C
ガス流量	非対応	非対応	-750~750 mL/min	-750~750 mL/min
相対湿度	非対応	非対応	0~100% RH	0~100% RH
大気圧	非対応	非対応	380~900 mmHg	380~900 mmHg



大正医科器械株式会社

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東 2-2-22

Tel: 06-6553-9666 Fax: 06-6553-9305